



Bombola Ossigeno Valvola Din

2 varianti

Codice GEF (SKU) **34568**

EAN / GTIN **8023279345681**

Confezione **1**

BOMBOLA DI OSSIGENO PER USO GENERICO (vuota) Bombola ossigeno 10 l con valvola (DIN) Dimensioni: Ø 140 x 900 m (Prodotto non in stock, disponibile in 15 giorni) Fornite con la valvola. Ideali per apparecchi di anestesia, possono essere usate con i riduttori di pressione 34540-34541 o altri standard (NF, DIN, BRITISH STD, PIN INDEX). Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CAPACITÀ	EAN	CONFEZIONE
34568	10 L	8023279345681	1
34565	5 L	8023279345650	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279345681

CODICE GEF

34568



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697