



# Riduttore Pressione British Standard

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 34570

EAN / GTIN 8023279345704

Confezione 1

Riduttore di pressione dotato di valvola di rilascio e manometro ad alta pressione con flusso regolabile 0-15 l/m a 9 punti (1/1,5/2/3/4/6/9/12/15), porta LP\*, senza flussimetro e umidificatore.

\*Uscita bassa pressione (per ventilatori, ecc.)

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

Z120309

EAN / GTIN

8023279345704

CODICE GEF

34570



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697