



## RIDUTTORE DI PR. B.S. con umidificatore e valvola

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 34571

EAN / GTIN 8023279345711

Confezione 1

Riduttore di pressione dotato di valvola di rilascio e manometro ad alta pressione con flussimetro regolabile 0-15 litri/min. e umidificatore collegabile alla valvola della bombola.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**IIb**CND  
**Z120309**EAN / GTIN  
**8023279345711**CODICE GEF  
**34571**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697