



Concentratore di Ossigeno 10 L

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 34572

EAN / GTIN 6933257924451

Confezione 1

CONCENTRATORE DI OSSIGENO SILENT 10 L Concentratore di ossigeno di qualità medica, compatto e ultra silenzioso per uso domestico. Fornisce un'alta concentrazione di ossigeno attraverso la cannula nasale. Funzionamento continuo. Fornito con filtro, bottiglia per umidificatore, cannula nasale e manuale GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo di flusso: 1 ~ 10 l/min
- Concentrazione di ossigeno: 87 - 96 %
- Pressione di uscita: 150 kPa
- Potenza in ingresso: 700 VA
- Rumorosità (anteriore - unità intera): 49 dBA
- Dimensioni - peso: 41x37.5x66.8 cm - 24 kg
- Dimensioni dell'imballo: 51x44x75 cm
- Tensione di esercizio: 230 V - 50 Hz
- Concentrazione ottimale ossigeno: dopo 15 min.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
Z12159004EAN / GTIN
6933257924451CODICE GEF
34572

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697