



Bombola Ossigeno Valvola British St.

2 varianti

Codice GEF (SKU) **34578**

EAN / GTIN **8023279345780**

Confezione **1**

BOMBOLA DI OSSIGENO PER USO GENERICO (vuota) Bombola ossigeno 10 l con valvola (BULL NOSE / BRITISH STD) Dimensioni: Ø 140 x 900 mm (Prodotto non in stock, disponibile in 15 giorni) Fornite con la valvola. Ideali per apparecchi di anestesia, possono essere usate con i riduttori di pressione 34540-34541 o altri standard (NF, DIN, BRITISH STD, PIN INDEX). Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | CAPACITÀ | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|----------|---------------|------------|
| 34578 | 10 L | 8023279345780 | 1 |
| 34575 | 5 L | 8023279345759 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279345780

CODICE GEF

34578



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697