



Riduttore Pressione Pin Index

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 34580

EAN / GTIN 8023279345803

Confezione 1

Riduttore di pressione dotato di valvola di rilascio e manometro ad alta pressione con flusso regolabile 0-15 l/m a 9 punti (1/1,5/2/3/4/6/9/12/15), porta LP*, senza flussimetro e umidificatore.

*Uscita bassa pressione (per ventilatori, ecc.)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

Z120309

EAN / GTIN

8023279345803

CODICE GEF

34580



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697