



Concentratore di Ossigeno 5 Litri

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 34582

EAN / GTIN 6945040108245

Confezione 1

CONCENTRATORE DI OSSIGENO RESPIRA 5 l Concentratore di ossigeno compatto e portatile costituito da compressore d'aria, torre di assorbimento del setaccio molecolare, sensore e regolatore di portata. L'apparecchio adotta la tecnologia di assorbimento a pressione oscillante (PSA, Pressure Swing Adsorption) per concentrare direttamente ossigeno medico ad alta concentrazione dall'aria. Leggero, semplice da usare e sicuro. Prestazioni stabili e bassa rumorosità. Ampia applicazione in cliniche, ospedali, oxygen bar, palestre, e così via.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata max: 5l/min
- Intervallo flusso: 0,5~5 l/min
- Concentrazione ossigeno: 93% $\pm$ 3%
- Pressione di uscita: 20kPa~50kPa
- Potenza in ingresso: 450VA
- Rumorosità: $\approx$ 55dB(A)
- Tensione di esercizio: 220VCA $\pm$ 10%, 50Hz $\pm$ 1 Hz
- Tipo di protezione: Classe II, Tipo BF, IP21

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z12159004EAN / GTIN
6945040108245CODICE GEF
34582

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697