



Bottiglia Umidificatore per 34582

Codice GEF (SKU) 34584

EAN / GTIN 8023279345841

Confezione 1

Bottiglia per concentratore di ossigeno - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279345841

CODICE GEF

34584



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697