



## Bombola Ossigeno 5 L Valvola Pin Index

Codice GEF (SKU) **34585**

EAN / GTIN **8023279345858**

Confezione **1**

BOMBOLA DI OSSIGENO PER USO GENERICO (vuota) Bombola ossigeno 5 l con valvola (PIN INDEX) Dimensioni: Ø 140 x 550 mm (Prodotto non in stock, disponibile in 15 giorni) Fornite con la valvola.

Ideali per apparecchi di anestesia, possono essere usate con i riduttori di pressione 34540-34541 o altri standard (NF, DIN, BRITISH STD, PIN INDEX). Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279345858**

CODICE GEF

**34585**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697