



# Concentratore di Ossigeno Portatile Spirit 1l

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 34589

EAN / GTIN 6933257924925

Confezione 1

## CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE SPIRIT 1 I

Concentratore portatile e silenzioso che costituisce una fonte di ossigeno affidabile ed efficiente. Fornisce ossigeno ad alta concentrazione ai pazienti con disturbi respiratori. Grazie alla forma compatta e alla facilità di trasporto, è ideale per una ossigenoterapia continua in qualsiasi luogo. - 4 impostazioni per regolare la quantità di ossigeno somministrato - setaccio molecolare staccabile - risposta in 0,02 s - generazione di ossigeno mediante impulsi

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo di flusso: 3,5 l/min
- Concentrazione di ossigeno: 96~90%
- Pressione di uscita: 150 kPa
- Rumorosità di funzionamento: = 55 dBA
- Potenza in ingresso: 120 W
- Tensione: CA 100-240 V, 50/60 Hz
- Batteria: CC 14,4 V
- Alimentazione: CC 12V-24 V
- Concentrazione ottimale ossigeno: dopo 30 min
- Dimensioni: 22x8xh 22 cm
- Dimensioni dell'imballo: 32x32xh 21 cm
- Peso: 2,2 kg (con batteria)
- Classificazione: apparecchio di Classe II, parte applicata di tipo BF, IP20

CLASSE DM

**II B**

CND

**Z12159004**

EAN / GTIN

**6933257924925**

CODICE GEF

**34589**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)