



UMIDIFICATORE autoclavabile

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34590

EAN / GTIN 8023279345902

Confezione 1

UMIDIFICATORE AUTOCLAVABILE** 0,25 l **Connessione a vite a
flussimetro: 9/16 pollici

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z1203019080

EAN / GTIN

8023279345902

CODICE GEF

34590



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697