

Umidificatore 0,4l

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34591

EAN / GTIN 8033003268339

Confezione 1

UMIDIFICATORE MONOUSO** 0,4 l - conf. da 50 **Connessione a vite a flussimetro: 9/16 pollici



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R060202

EAN / GTIN

8033003268339

CODICE GEF

34591



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697