

Collare Rigido

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 34600

EAN / GTIN 8023279346008

Confezione 1

GEF Medica

Collare cervicale rigido 32-40 cm (circonferenza collo) Collare in polietilene con bordi ricoperti in similpelle e regolazione dell'altezza. Chiusura posteriore in velcro. Disponibile in 3 misure.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34600	30-37 cm	8023279346008	1
34601	37-43 cm	8023279346015	1
34602	43-50 cm	8023279346022	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y060312

EAN / GTIN

8023279346008

CODICE GEF

34600



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697