



Concentratore di Ossigeno Silent 5 Litri

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 34606

EAN / GTIN 6933257923256

Confezione 1

CONCENTRATORE DI OSSIGENO SILENT 5 L Concentratore di ossigeno di qualità medica, compatto e ultra silenzioso per uso domestico. Fornisce un'alta concentrazione di ossigeno attraverso la cannula nasale. Funzionamento continuo. Fornito con filtro, bottiglia per umidificatore, cannula nasale e manuale GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo di flusso: 0,5 ~ 5 l/min
- Concentrazione di ossigeno: 95,5 - 87 %
- Pressione di uscita: 70 kPa
- Potenza in ingresso: 350 VA
- Rumorosità (anteriore - unità intera): =45 dBA
- Dimensioni - peso: 40x30xh 55 cm - 17,5 kg
- Dimensioni dell'imballo: 48x40xh 63 cm
- Tensione di esercizio: 230 V - 50 Hz
- Concentrazione ottimale ossigeno: dopo 15 min.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
Z12159004EAN / GTIN
6933257923256CODICE GEF
34606

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697