

GEF Medica

# Filtro Ossigeno Interno per 34616

**Codice GEF (SKU) 34618**

Filtri in carta per concentratore di ossigeno. Ricambio per: - Cod. 34616 CONCENTRATORE DI OSSIGENO DELUXE 3 litri - Cod. 34617 CONCENTRATORE DI OSSIGENO DELUXE 5 litri Confezione da 10 pz.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filtri in carta per concentratore di ossigeno.
- Ricambio per:
- Cod. 34616 CONCENTRATORE DI OSSIGENO DELUXE 3 litri
- Cod. 34617 CONCENTRATORE DI OSSIGENO DELUXE 5 litri
- Confezione da 10 pz.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**34618**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697