



# Collare per Estricazione Laerdal Stifneck Select

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34628

EAN / GTIN 7045432105599

Confezione 1

COLLARE DI ESTRICAZIONE LAERDAL STIFNECK SELECT - pediatrico Sostiene il rachide cervicale in posizione neutra durante il trasporto, in associazione con altri dispositivi di immobilizzazione cranio-cervicale e totale (CSID e FBSID). Il collare di estricazione Laerdal Stifneck Select ha quattro misure diverse e consente quindi di stabilizzare i pazienti con traumi spinali facilmente e correttamente, bloccando il dispositivo in una delle 4 misure, rapidamente e in tutta sicurezza. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, PL, HR, RO, RU, CZ, SI, GR, EE

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	ETA	EAN	CONFEZIONE
34628	pediatrico	7045432105599	1
34629	adulti	7045432105575	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y060312

EAN / GTIN

7045432105599

CODICE GEF

34628



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697