



COLLARI 2 pezzi

Dispositivo medico

Classe I

5 varianti

Codice GEF (SKU) 34631

EAN / GTIN 8023279346312

Confezione 1

COLLARI DI PRIMO SOCCORSO IN DUE PEZZI Pediatrico - 6-12 anni
40-46 cm azzurro In polietilene con rivestimento interno lavabile in EVA
(tipo di gomma) fissato alla struttura con rivetti di plastica. Foro
tracheale. Mentoniera anatomica rimovibile. Chiusura velcro regolabile.
Trasparente ai raggi X.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
34631	bambini	8023279346312	1
34632	adulti collo tozzo	8023279346329	1
34633	adulti collo piccolo	8023279346336	1
34634	adulti collo medio	8023279346343	1
34635	adulti collo lungo	8023279346350	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y060312

EAN / GTIN

8023279346312

CODICE GEF

34631



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697