



Collare Pediatrico Ambu Redi-ace

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34638**EAN / GTIN **05707480107506**Confezione **1**

Ambu® Redi-ACE™ ped. - giallo - monouso Collare regolabile monouso per immobilizzare il rachide. Le 6 misure di Ambu® Redi-ACE™ Mini rispondono alle esigenze di gran parte dei pazienti. Facile da usare, Ambu® Redi-ACE™ è dotato di un supporto per il mento a posizionamento automatico e due pulsanti di bloccaggio. Può essere fatto indossare al paziente in soli 3 passaggi: scelta della misura, bloccaggio, collocazione.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y060312

EAN / GTIN

05707480107506

CODICE GEF

34638

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697