



## Ambu Perfit Pediatrico

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34640

EAN / GTIN 5707480038411

Confezione 1

Ambu® Perfit™ ACE pediatrico - giallo - monouso Il collare Ambu® Perfit™ ACE è un dispositivo rigido monopezzo per immobilizzare il rachide. La versione pediatrica ha 12 regolazioni che coprono 3 misure: neonato, bambino, adulti collo piccolo. Compatibile con i sistemi d'indagine radiologica come i raggi X, RM e TAC. Parte posteriore ventilata per drenaggio fluidi.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y060312

EAN / GTIN

5707480038411

CODICE GEF

34640



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697