



# RETE TUBOLARE ELASTICA calibro 2 per polso e mano

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34702

EAN / GTIN 8033971550047

Confezione 1

RETE TUBOLARE ELASTICA SURGIFIX® • Materiale: POLY (poliestere 38%, poliammide 35%, lattice 27%) • Rete per polso, mano • Linea: 2 • Larghezza mm: 20 (La differenza di larghezza tra Poly e Zerolatex è dovuta alla diversa elasticità dei materiali) • Lunghezza sotto tensione: 25 m

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03030103

EAN / GTIN

8033971550047

CODICE GEF

34702



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697