



RETE TUBOLARE ELASTICA calibro 3 per braccio e spalla

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34703

EAN / GTIN 8033971550054

Confezione 1

RETE TUBOLARE ELASTICA SURGIFIX® • Materiale: POLY (poliestere 38%, poliammide 35%, lattice 27%) • Rete per mano, gomito, braccio • Linea: 3 • Larghezza mm: 22 (La differenza di larghezza tra Poly e Zerolax è dovuta alla diversa elasticità dei materiali) • Lunghezza sotto tensione: 25 m

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03030103

EAN / GTIN

8033971550054

CODICE GEF

34703



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697