



RETE TUBOLARE ELASTICA calibro 4 per braccio, spalla e piede

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34704

EAN / GTIN 8033971550061

Confezione 1

RETE TUBOLARE ELASTICA SURGIFIX® • Materiale: POLY (poliestere 38%, poliammide 35%, lattice 27%) • Rete per gomito, braccio, piede • Linea: 4 • Larghezza mm: 28 (La differenza di larghezza tra Poly e Zerolax è dovuta alla diversa elasticità dei materiali) • Lunghezza sotto tensione: 25 m

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03030103

EAN / GTIN

8033971550061

CODICE GEF

34704



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697