



# RETE TUBOLARE ELASTICA calibro 5 per ginocchio e gamba

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34705

EAN / GTIN 8033971550078

Confezione 1

RETE TUBOLARE ELASTICA SURGIFIX® • Materiale: POLY (poliestere 38%, poliammide 35%, lattice 27%) • Rete per piede, ginocchio, gamba • Linea: 5 • Larghezza mm: 30 (La differenza di larghezza tra Poly e Zerolax è dovuta alla diversa elasticità dei materiali) • Lunghezza sotto tensione: 25 m

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03030103

EAN / GTIN

8033971550078

CODICE GEF

34705



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697