



Rete Tubolare Elastica

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34708

EAN / GTIN 8033971550115

Confezione 1

RETE TUBOLARE ELASTICA SURGIFIX® • Materiale: POLY (poliestere 38%, poliammide 35%, lattice 27%) • Rete per spalla, corpo, schiena • Linea: 8 • Larghezza mm: 65 (La differenza di larghezza tra Poly e Zerolatex è dovuta alla diversa elasticità dei materiali) • Lunghezza sotto tensione: 25 m

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
34708	8 per spalle, corpo e schiena	8033971550115	1
34709	9 per spalle, corpo e schiena	8033971550122	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03030103

EAN / GTIN

8033971550115

CODICE GEF

34708



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697