



Benda Elastica Previzinc "e"

Dispositivo medico

Classe IIa

3 varianti

Codice GEF (SKU) 34719

EAN / GTIN 8033140283554

Confezione 1

Le bende Previzinc "E" sono impregnate di pasta di ossido di zinco indicato per il trattamento di tromboflebiti, edemi, insufficienza venosa cronica e in fase di guarigione e convalescenza in seguito a fratture, distorsioni e stiramenti. Caratteristiche tecniche Composizione tessile Previzinc E 54% poliammide, 46% viscosa con pasta di ossido di zinco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Composizione tessile:
- Previzinc E: 54% poliammide, 46% viscosa con pasta di ossido di zinco.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
34719	10 cm x 5 m	8033140283554	1
34724	10 cm x 7 m	8033140283561	1
34718	8 cm x 6 m	8033140284155	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

M03020299

EAN / GTIN

8033140283554

CODICE GEF

34719



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697