



Benda di Fissazione Previcrepe 4 M X

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) **34727**EAN / GTIN **8033140280294**Confezione **1**

BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO PREVICREPES - 75 g2 Per il fissaggio e il sostegno della medicazione e per una leggera compressione. La sua superficie crespa gli consente di aderire su se stessa. Ben tollerata dalla pelle e traspirante. Lavabile a 60°C. Materiale: 99% cotone - 1% lycra.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
34727	10 cm	8033140280294	1
34728	15 cm	8033140280300	1
34725	5 cm	8033140280270	1
34726	7 cm	8033140280287	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M0303010101

EAN / GTIN

8033140280294

CODICE GEF

34727

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697