

GEF Medica

Benda Elastica Coesiva TNT 4,5 M X 10 Cm

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34738

EAN / GTIN 8033140283004

Confezione 1

BENDE ELASTICHE COLORATE PREVITNT IN TESSUTO NON TESSUTO Per il fissaggio della medicazione. Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere. Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle. Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo, sia per persone che per veterinaria. • Composizione: - 85% polipropilene

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
34738	blu	8033140283004	1
34739	rossa	8033140281888	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M0303010201

EAN / GTIN

8033140283004

CODICE GEF

34738



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697