



Benda Elastica Coesiva TNT 4,5 M X

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34740

EAN / GTIN 8033140281918

Confezione 1

BENDE ELASTICHE COLORATE PREVITNT IN TESSUTO NON TESSUTO Per il fissaggio della medicazione. Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere. Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle. Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo, sia per persone che per veterinaria. Mix 2 bende x 5 colori (rosso, verde, blu, giallo, color carne). • Composizione:

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
34740	10 cm - mix 5 colori	8033140281918	1
34736	7,5 cm - mix 5 colori	8033140281901	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M0303010201

EAN / GTIN

8033140281918

CODICE GEF

34740



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697