



Taping Kinesiologia 5 M X 5 Cm

Dispositivo medico

Classe I

5 varianti

Codice GEF (SKU) **34745**EAN / GTIN **8023279347456**Confezione **1**

TAPING KINESIOLOGICO STANDARD - spessore 0,48 mm • Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - nero Taping kinesiologici di alta qualità adatti a ogni parte del corpo. Garantiscono un sostegno e una compressione forti e sono ottimali per il trattamento di sintomi muscolari, per stimolare la circolazione sanguigna e in caso di derivazioni di fasci nervosi e della linfa. Riducono il dolore e migliorano le prestazioni degli atleti. Facili da strappare e da snodare.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
34745	nero	8023279347456	1
34746	azzurro	8023279347463	1
34747	rosso	8023279347470	1
34749	verde	8023279347494	1
34750	rosa	8023279347500	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03040299

EAN / GTIN

8023279347456

CODICE GEF

34745

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697