



TAPING KINESIOLOGIA 5 m x 5 cm mix 6 colori

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34752

EAN / GTIN 8023279347524

Confezione 1

TAPING KINESIOLOGICO STANDARD - spessore 0,48 mm • Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - colori misti La confezione mista comprende 6 rotoli di diversi colori: azzurro rosso, rosa, verde, nero, pelle Taping kinesiologici di alta qualità adatti a ogni parte del corpo. Garantiscono un sostegno e una compressione forti e sono ottimali per il trattamento di sintomi muscolari, per stimolare la circolazione sanguigna e in caso di derivazioni di fasci nervosi e della linfa. Riducono il dolore e migliorano le prestazioni degli atleti.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03040299

EAN / GTIN

8023279347524

CODICE GEF

34752



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697