



Taping PRO Kinesiologia 5 M X 5 Cm Pelle

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34757

EAN / GTIN 8023279347579

Confezione 1

TAPING KINESIOLOGICO PRO - spessore 0,32 mm • Taping kinesiologico PRO 5 m x 5 cm - pelle Taping kinesiologici di alta qualità adatti a ogni parte del corpo. Garantiscono un sostegno e una compressione forti e sono ottimali per il trattamento di sintomi muscolari, per stimolare la circolazione sanguigna e in caso di derivazioni di fasci nervosi e della linfa. Riducono il dolore e migliorano le prestazioni degli atleti. Facili da strappare e da snodare.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03040299

EAN / GTIN

8023279347579

CODICE GEF

34757



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697