



Garza Cotone Sterile 1

Dispositivo medico

Classe I S

2 varianti

Codice GEF (SKU) **34765**

EAN / GTIN **8000246004260**

Confezione **1**

GARZA IDROFILA DI COTONE STERILE - Dimensioni: 10x10 cm - Fili: 12/8 - Minimo vendita: cartone 100 buste da 25 Garza idrofila ripiegata, 100% puro cotone, per medicazioni sterili e per tamponare e proteggere le ferite. Traspirante, confezionata singolarmente e senza lattice.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34765	10X10cm - buste da 25pz.	8000246004260	1
34766	15X15cm - buste da 25pz.	8000246004248	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I S

CND

M0201010101

EAN / GTIN

8000246004260

CODICE GEF

34765



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697