



Compresses garza cotone

2 varianti

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **34767**

EAN / GTIN **8000246004307**

Confezione **conf. 100 buste**

GARZA IDROFILA DI COTONE STERILE - Dimensioni: 20x20 cm - Fili: 12/8 - Minimo vendita: cartone 100 buste da 25 Garza idrofila ripiegata, 100% puro cotone, per medicazioni sterili e per tamponare e proteggere le ferite. Traspirante, confezionata singolarmente e senza lattice. Istruzioni e scatola in GB, IT. Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
34767	buste da 25pz.	8000246004307	conf. 100 buste
34773	COMPRESSE GARZA COTONE 10x20 cm 12 strati	8031413347736	conf. 150 pz.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

M0201010101

EAN / GTIN

8000246004307

CODICE GEF

34767



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697