



Compresses Garza Cotone

Dispositivo medico

Classe IIa

3 varianti

Codice GEF (SKU) **34768**EAN / GTIN **8000246004345**Confezione **1**

GARZA IDROFILA DI COTONE STERILE - Dimensioni: 18x40 cm - Fili: 12/8 - Minimo vendita: cartone 48 scatole da 12 Garza idrofila ripiegata, 100% puro cotone, per medicazioni sterili e per tamponare e proteggere le ferite. Traspirante, confezionata singolarmente e senza lattice.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34768	18X40 cm - scatole da 12	8000246004345	1
34767	20X20cm - buste da 25pz.	8000246004307	1
34769	36X40 cm - scatole da 12	8000246004352	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

M0201010101

EAN / GTIN

8000246004345

CODICE GEF

34768

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697