



Tamponi Rotondi Garza

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) **34781**EAN / GTIN **8031413347811**Confezione **1**

Tamponi rotondi di garza in cotone Ø 50 mm – 100 pz.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34781	diam. 50 mm	8031413347811	1
34780	diam.30 mm	8031413347804	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

M0201050102

EAN / GTIN

8031413347811

CODICE GEF

34781

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697