



Emocontrol Tampobenda

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34782**EAN / GTIN **08034028013904**Confezione **1**

Emocontrol è un semplice, veloce ed efficace bendaggio elastico per ferite e piccole emorragie. Lunghezza 4,5m, larghezza 10 cm con un tampone di 10 x 10 cm e 2 clip. Istruzioni in italiano e inglese. Produzione italiana.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M09099

EAN / GTIN

08034028013904

CODICE GEF

34782

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697