



Benda Adesiva Elastica

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 34785

EAN / GTIN 7630016124976

Confezione 1

BENDE ELASTICHE ADESIVE • Misura benda adesiva 2,5* m x 10 cm (*Lunghezza: 2,5 m non allungate, fino a 4,5 m allungate) • Minimo vendita: conf. da 10 Bende con adesivo sintetico ipoallergenico contenente ossido di zinco per compressione permanente e medicazione funzionale. Ipoallergeniche, porose, permeabili all'aria, con bordi in tessuto, sterilizzabili con ossido di etilene. 100% cotone, senza lattice.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | TAGLIA | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 34785 | 10 cm x 2,5 m non allungata | 7630016124976 | 1 |
| 34783 | 6 cm x 2,5 m non allungata | 7630016124877 | 1 |
| 34784 | 8 cm x 2,5 m non allungata | 7630016124846 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M0304010301

EAN / GTIN

7630016124976

CODICE GEF

34785



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697