



Singlefix Medicazione Dita

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) **34800**EAN / GTIN **8033971553314**Confezione **1**

MEDICAZIONE DITA SINGLEFIX® - pediatrica - conf. da 100

Medicazione sterile per dita, costituita da una guaina in cotone e da un'imbottitura interna assorbente e morbida. Pratico nodo di chiusura al polso. Facile da indossare, protegge il dito ferito, offrendo sicurezza e confort. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, PL, BG, GR, RO, SE, SI, NO, NL, LT, LV, CZ, DK, FI, RU, TR, SK, EE, JP, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | ETA | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|------------|---------------|------------|
| 34800 | pediatrica | 8033971553314 | 1 |
| 34801 | media | 8033971553307 | 1 |
| 34805 | adulto | 8033971553291 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03030201

EAN / GTIN

8033971553314

CODICE GEF

34800

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697