



# CEROTTI 4 misure

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34814**

EAN / GTIN **8023279348149**

Confezione **1**

Cerotti ipoallergenici resistenti all'acqua Assortimento di 4 forme diverse: • 19 x 72 mm • 25 x 72 mm • 9 x 38 mm • Ø 12 mm

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**M04010102**

EAN / GTIN

**8023279348149**

CODICE GEF

**34814**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697