



DISPENCER CEROTTO con due ricariche

Codice GEF (SKU) **34826**

EAN / GTIN **8023279348262**

Confezione **1**

DISPENSER PER CEROTTI Fornito con due ricariche (una per tipo): • Cod. 34827 RICARICA 42 CEROTTI IN TESSUTO 19 x 72 mm • Cod. 34828 RICARICA 36 CEROTTI IN TESSUTO 25 x 72 mm Dispenser per cerotti adesivi pronto all'uso. Permette all'operatore di estrarre ed applicare il cerotto sulla parte ferita con una sola mano. La copertura trasparente protegge dalla polvere e rende visibili i cerotti rimanenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure: 230 x 120 x 38 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279348262

CODICE GEF

34826



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697