



Ricarica

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34828

EAN / GTIN 8034028010569

Confezione 1

RICARICA 36 CEROTTI IN TESSUTO 25 x 72 mm Ricarica cerotti per dispenser (cod. 34826).

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34828	36 CEROTTI 25x72 mm	8034028010569	1
34827	42 CEROTTI 19x72 mm	08034028010552	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M04010199

EAN / GTIN

8034028010569

CODICE GEF

34828



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697