



Pacco Cotone 1.000 G Rotolo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34838**

EAN / GTIN **8023279348385**

Confezione **1**

COTONE IDROFILO 100% · Cotone idrofilo 1000 g · Tipo: rotolo · Laccetti di chiusura: No Cotone idrofilo 100% per uso sanitario e cosmetico, per l'igiene, per l'assorbimento di essudato, per la disinfezione della cute non lesionata. Dispositivo medico non invasivo di Classe I.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M010101

EAN / GTIN

8023279348385

CODICE GEF

34838



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697