



Pacco Cotone

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) **34839**EAN / GTIN **8023279348392**Confezione **1**

COTONE IDROFILO 100% · Cotone idrofilo 1000 g · Tipo: piegato a Z · Laccetti di chiusura: No Cotone idrofilo 100% per uso sanitario e cosmetico, per l'igiene, per l'assorbimento di essudato, per la disinfezione della cute non lesionata. Dispositivo medico non invasivo di Classe I.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
34839	1.000 g - piegato a Z	8023279348392	1
34831	100 g - piegato a Z	8023279348316	1
34834	250 g - piegato a Z	8023279348347	1
34835	500 g - piegato a Z	8023279348354	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M010101

EAN / GTIN

8023279348392

CODICE GEF

34839

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697