



# Dispositivo Fissaggio Cannula

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 34845

EAN / GTIN 8015143004008

Confezione 1

DISPOSITIVO ADESIVO STERILE PER IL FISSAGGIO DELLA CANNULA - conf. da 50 Studiato per numerose applicazioni. Adesivo acrilico ipoallergenico, dermatologicamente testato. Dimensioni 8x5,8 cm. Dimensioni tampone 2x1,5 cm. Multilingual box: GB, FR, IT, ES, DE.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**IS**CND  
**M04010201**EAN / GTIN  
**8015143004008**CODICE GEF  
**34845**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697