



Medicazione Adesiva Sterile TNT

Dispositivo medico

Classe I S

4 varianti

Codice GEF (SKU) 34849

EAN / GTIN 8034055912188

Confezione 1

Tessuto non tessuto morbido e traspirante rivestito di poliacrilato adesivo ipoallergenico. Tampone centrale assorbente non aderente alla ferita in TNT piegato. Radio trasparenti.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34849	10x25 cm	8034055912188	1
34860	5x7 cm	8057014182989	1
34861	8x10 cm	8057014182996	1
34862	8x15 cm	8034055914892	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

M04010101

EAN / GTIN

8034055912188

CODICE GEF

34849

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697