



## Rotolo Hypor

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 34864

EAN / GTIN 8015143003322

Confezione 1

Rotolo adesivo morbido per fissaggio · Rotolo m 10 x 10 cm Rotolo di bendaggio in non tessuto estensibile di colore bianco. Estremamente traspirante e confortevole. Adesivo acrilico ipoallergenico e delicato. Indicazioni: ideato per i cateteri, le garze e altri dispositivi medici.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
34864	HYPOR PLAST 10 m x 10 cm	8015143003322	1
34865	HYPOR PLAST 10 m x 15 cm	8015143003346	1
34863	HYPOR PLAST 10 m x 5 cm	8015143003308	1
34829	HYPOR-PLAST 10 m x 20 cm	8015143003360	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M04010201

EAN / GTIN

8015143003322

CODICE GEF

34864



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697