



## Soluzione Lavaocchi 250 Ml - Sterile - Ricambio

Codice GEF (SKU) 34887

EAN / GTIN 8034028011504

SOLUZIONE LAVAGGIO OCCHI 250 ml - sterile - ricambio - conf. da 18 Made in Italy.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- SOLUZIONE LAVAGGIO OCCHI 250 ml - sterile - ricambio - conf. da 18 Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028011504

CODICE GEF

34887



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697