



Soluzione Lavaocchi 500 Ml - Sterile - Ricambio

Codice GEF (SKU) **34888**

EAN / GTIN **8034028011115**

Soluzione salina sterile lavaocchi 500 ml, ricambio per stazione lavaggio oculare (cod. 34889).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Soluzione salina sterile lavaocchi 500 ml, ricambio per stazione lavaggio oculare (cod. 34889).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028011115

CODICE GEF

34888



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697