



Stazione Lavaggio Oculare "drop"

Codice GEF (SKU) 34889

EAN / GTIN 8034028010514

Contiene, in un kit termoformato da muro tutti i componenti necessari per un efficace lavaggio oculare di primo soccorso: • 2 soluzioni saline sterili da 500ml • 2 coppette per occhi ed uno specchio

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contiene, in un kit termoformato da muro tutti i componenti necessari per un efficace lavaggio oculare di primo soccorso:
- 2 soluzioni saline sterili da 500ml
- 2 coppette per occhi ed uno specchio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028010514

CODICE GEF

34889



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697