



Nu-gel 3m Idrogel con Alginato

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) **34890**EAN / GTIN **04054596954083**Confezione **1**

3M™ NU-GEL™ Codice 3M™: MNG415 3M™ NU-GEL™ IDROGEL CON ALGINATO Minimo vendita: conf. da 10 3M™ Nu-gel™ è un idrogel amorfo trasparente contenente alginato di sodio per sbrigliare delicatamente ed efficacemente il tessuto necrotico e fibrinoso. Crea un ambiente umido idoneo alla guarigione della ferita, che favorisce il naturale sbrigliamento autolitico fornendo umidità al letto della ferita, mentre il componente di alginato potenzia la capacità di assorbimento. Il gel può essere usato anche per ammorbidire e idratare l'escara agevolando la reidratazione della ferita. Tempo di utilizzo più lungo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
M04040502EAN / GTIN
04054596954083CODICE GEF
34890

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697